

## BOWIE & DICK HOJAS-VIRAJE DE AMARILLO A NEGRO

REF. 4500002201 Hojas para hacer el ensayo de Bowie y Dick

Para hacer el ensayo de Bowie y Dick en autoclaves vapor con ciclos de vacío en un ciclo de 134 °C - 3.5 minutos

Cumple con las normas ISO 11140-1:2014 y ISO 11140-4:2007 para indicadores para uso en ensayos específicos tipo 2.

Indica fallas de funcionamiento en autoclaves de vacío. Reactivos libres de plomo.

Color inicial: amarillo claro

Color final: negro

Indicación de fallas: color final no uniforme con zonas de diferente más claras

Presentación: Envase con 50 hojas de 21 x 29.7 cm (A4) para hacer 50 ensayos. Envase con indicaciones y guía de color.

Marca Kims - Industria Argentina

