

INDICADOR DISPLAY DS (doble sensibilidad) PARA CALOR SECO TIPO 5

Indicador tipo 5, con dos areas de sensibilidad diferente

Resultado inmediato

Precisión de acuerdo con la norma ISO 11140 para indicadores tipo 5.

Color inicial: siena y amarillo.

Color final: marrón oscuro

Presentación: Indicadores de 100 x 20 mm, papel recubierto con dorso metálico. Sobres sellados con 250 unidades.

Marca Klms - Industria Argentina

