

INTEGRADOR DE ESTERILIZACIÓN PARA VAPOR TIPO 5

REF. 4500014007

Tiras integradoras para procesos de esterilización para vapor.

Siguen la curva de muerte de los indicadores biológicos

Resultado inmediato

Precisión de acuerdo con la norma ISO 11140 para indicadores tipo 5.

Valores establecidos mínimos (Sv): 121 °C - 12 minutos / 134 °C - 3.5 minutos

Libre de plomo y de metales tóxicos

Color inicial: rojo

Color final: amarillo

Presentación: Tiras de papel bilaminado de 60 x 25 mm con patrón de viraje en cada tira. Envase x 250 unidades.

Marca Kims - Industria Argentina

