


# INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN PARA VAPOR TIPO 4 (Laminado)



## Características técnicas

Indicador multiparámetro para procesos de esterilización por vapor. Laminado y troquelado.

Libre de plomo.

Sensible a la presencia de vapor, temperatura y tiempo.

Valores establecidos: 121 °C - 15 minutos / 134 °C- 3.5 minutos

Tiras de 160 x 15 mm Envase x 250 unidades. Embalaje x 40 envases.

Marca KIMS Industria Argentina

## Presentación

Envases conteniendo 250 tiras dobles de 160 x 15 mm.

Instrucciones y características en el envase. Lote impreso en cada tira reactiva. Vencimiento incluido en el envase

## Periodo de Vida Útil:

36 meses desde la fecha de fabricación

## Control de calidad

Sistema de control según normas ISO 9001: 2015, ISO 13485:2016 y GMP (Buenas Prácticas de Manufactura).

## Estabilidad

La estabilidad ha sido verificada durante todo el período desde su fabricación hasta su fecha de vencimiento, 36 meses después de fabricada.

## Habilitación

Argentina (País Origen): ANMAT PM 1454-44