

INDICADOR DISPLAY DS (doble sensibilidad) PARA ÓXIDO DE ETILENO TIPO 5
REF. 4500002230

Indicador tipo 5, con dos areas de sensibilidad diferente

Resultado inmediato

Precisión de acuerdo con la norma ISO 11140 para indicadores tipo 5.

Color inicial: amarillo.

Color final: verde.

Presentación: Indicadores de 100 x 20 mm, papel recubierto con dorso metálico. Sobres sellados con 250 unidades.

Marca Klms - Industria Argentina

