


PAQUETE DE PRUEBA BOWIE-DICK DESECHABLE (ESTUCHE)



Características técnicas

Paquete para el test de Bowie y Dick. Hoja indicadora laminada con impreso en el dorso para escribir datos del ciclo.

Barrera uniforme en cada paquete

Libre de plomo y sustancias peligrosas.

Detecta defectos en la penetración de vapor.

Indicador visible en el envoltorio que indica proceso terminado.

Color final negro uniforme.

Guía de cambio de color en cada envoltorio.

Paquete de 128 x 98 x 15 mm.

Caja x 26 unidades.

KIMS - Industria Argentina

Periodo de Vida Útil:

36 meses desde la fecha de fabricación

Control de calidad

Sistema de control según normas ISO 9001: 2015, ISO 13485:2016 y GMP (Buenas Prácticas de Manufactura).

Estabilidad

La estabilidad ha sido verificada durante todo el período desde su fabricación hasta su fecha de vencimiento, 36 meses después de fabricada.

Habilitación

Argentina (País Origen): ANMAT PM 1454-44