

## PAQUETE DE PRUEBA BOWIE-DICK DESECHABLE CON HOJA DE DETECCIÓN TEMPRANA



### Características técnicas

Paquete para el test de Bowie y Dick. Hoja indicadora laminada estándar y otra hoja para detección temprana.

Barrera uniforme en cada paquete

Libre de plomo y sustancias peligrosas.

Detecta defectos en la penetración de vapor de manera diferenciada en las dos hojas reactivas. (Consultar carta de viraje adjunta)

Spot externo indicador de proceso terminado.

Color final negro uniforme.

Paquete de 130 x 103 x 18 mm.

Caja x 20 unidades.

KIMS - Industria Argentina

### Periodo de Vida Útil:

36 meses desde la fecha de fabricación

### Control de calidad

Sistema de control según normas ISO 9001: 2015, ISO 13485:2016 y GMP (Buenas Prácticas de Manufactura).

### Estabilidad

La estabilidad ha sido verificada durante todo el período desde su fabricación hasta su fecha de vencimiento, 36 meses después de fabricada.

### Habilitación


Argentina (País Origen): ANMAT PM 1454-44

## El test de Bowie y Dick


### Guía de resultados



NO EXPUESTO



FALLA AGUDA



FALLA TEMPRANA

CORRECTO

