

<u>Producto:</u>	Paquete de prueba descartable con hoja de detección temprana
<u>Descripción:</u>	Paquete de 128 x 98 x 19 mm, con hoja estándar y hoja de detección temprana
<u>Marca:</u>	KIMS
<u>Ref:</u>	4500002226
<u>Embalaje:</u>	20 unidades x caja
<u>LOTE:</u>	J950/K657
<u>Fabricación:</u>	06-2019
<u>Vencimiento:</u>	06-2022
<u>No expuesto:</u>	Azul (las dos hojas)
<u>Expuesto:</u>	Negro (las dos hojas)

Análisis

Método

El paquete de test se coloca en una autoclave precalentada cerca de la puerta y del drenaje de vapor. Se realiza el ciclo con el paquete como única carga. Se retira el paquete, se abre y se lee el resultado.

Resultados

Autoclave vapor

134 °C / 3.5 min / 3 vacíos (ciclo Bowie-Dick estándar)
Negro uniforme las dos hojas

Autoclave vapor

Falla en vacío / 134 °C / 4 min
Hoja estándar: Negro uniforme
Hoja de detección temprana: Gris azulado (falla)

Autoclave vapor

134 °C / 3 min / 1 ciclo de vacío
Hoja estándar: Falla apenas perceptible
Hoja de detección temprana: Azul oscuro (falla detectable)

Conclusión

La exposición a los valores establecidos es correcta.
La exposición a ciclos alterados indica fallas.
El producto es adecuado para el uso previsto.

Fecha

2019.07.12